

Mini Monitor Fetal JPD-200C+ - Jumper

JPD-200Cplus



El **Mini Monitor Fetal JPD-200C+** de Jumper es un equipo de ultrasonido portátil ideal para monitorear la frecuencia cardíaca fetal (FHR) con precisión y comodidad. Su diseño avanzado y pantalla de alta resolución permiten una visualización clara de la frecuencia cardíaca y forma de onda en tiempo real, proporcionando tranquilidad a profesionales y futuras madres.

Característica del producto

- **Pantalla:** Color de 3.5" para visualización detallada de FHR y traza.
- **Rango FHR:** 50-210 bpm con precisión de ± 2 bpm.
- **Frecuencia Ultrasonido:** Doble (2.2 MHz y 3.3 MHz) para adaptarse a diferentes etapas del embarazo.
- **Dimensiones:** 240 x 140 x 165 mm, peso de 1.5 kg.
- **Batería:** Ni-MH 14.4V recargable, con autonomía de más de 8 horas.
- **Sonda:** Alta sensibilidad, detección desde las 9 semanas.
- **Calentador de Gel:** Integra calefacción para mayor confort.
- **Uso:** Ideal desde la semana 12 de embarazo, en clínicas, hospitales o visitas a domicilio.



Mini Monitor Fetal JPD-200C+ - Jumper


JPD-200Cplus

Incluye

- Dispositivo de monitorización
- Sonda(s) de ultrasonido
- Calentador de gel
- Cargador y soporte de carga
- Manual de usuario

Batería Recargable

Dos modos de carga: carga directa a través de una toma de corriente y carga mediante un soporte de carga.



Características

Frecuencia de Ultrasonido



Pantalla a color de Alta Resolución



Control de volumen para una audición clara y personalizable



Calentador de Gel



FHR



Clinicamente probado



Desde las 12 semanas



Batería incluida



Pantalla TFT



contacto@simmedical.cl



Lo Fontecilla 201 Local 4
Las Condes