

Andador de 2 ruedas INDESmed

Improving your future

INDESmed



Nuestro andador de 2 ruedas de INDESmed es la solución definitiva para personas con movilidad reducida que buscan un producto fiable, cómodo y adaptable. Fabricado en aluminio aeroespacial anodizado, este andador combina ligereza y resistencia, ideal para facilitar la vida diaria de los usuarios. Sus grandes ruedas de goma proporcionan una estabilidad superior y un movimiento fluido en diversas superficies, desde interiores hasta exteriores.

Diseñado para buscar la mayor comodidad, el andador incluye mangos ergonómicos regulables al milímetro, permitiendo una personalización única y precisa asegurando una postura correcta y reduciendo el esfuerzo al caminar. Además, viene equipado con nuestras innovadoras conteras Xtreme, que ofrecen un agarre antideslizante y duradero, aumentando la seguridad en cada paso.

Para momentos de descanso, el andador cuenta con un asiento integrado cómodo y fácil de usar. Su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento, permitiéndote llevar el andador INDESmed a cualquier lugar sin esfuerzo.

Características principales:

- Peso: 3,4 kg
- Capacidad de carga: 140 kg
- Altura regulable: 80/100 cm
- Ancho: 56 cm
- Fondo: 60 cm
- Fondo plegado: 24 cm

Materiales:

Aluminio aeroespacial, PA y PU.

Colores disponibles:

Estructura estándar: gris titanio Colores opcionales bajo pedido: morado, naranja, azul.

Mangos: gris, negro, naranja, morado.

Conteras: negro, naranja, morado.



INDES medical s.l.

Calle Franklin Nº 12, 28814 Daganzo de Arriba (Madrid) España

www.indesmed.com